





Happiness is a habit,
so is your skincare.



1

HAPTEN SERIES



Les tests épicutanés sont fournis en seringues de 5ml ou en flacons de 8ml. Chaque test peut être utilisé pour environ 150 patients. Tous les tests peuvent être commandés individuellement ou par batterie. Différentes batteries sont disponibles.

Souhaitez vous plus d'infos au sujet des batteries
et des tests? Demandez notre brochure interactive
sur: info@dermat.be



MODIFICATIONS

1.1 BELGIAN STANDARD SERIE

1.1.1 BELGIAN CORE BASELINE SERIE

1.	Potassium dichromate 0.5% pet	P-014A
2.	Neomycin sulfate 20% pet	N-001
3.	Thiuram mix 1% pet	Mx-01
4.	Parthenolide 0.1% pet	P-029
5.	Cobalt chloride hexahydrate 1% pet	C-017A
6.	** Caine III Mix 10% pet	Mx-19
7.	Formaldehyde 2% aqua	F-002B
8.	Colophonium 20% pet	C-020
9.	Propolis 10% pet	P-022
10.	Balsam of Peru 25% pet	B-001
11.	N-Isopropyl-N-phenyl-paraphenylenediamine (IPPD) 0,1% pet	I-004
12.	Wool alcohols = Lanolin alcohol 30% pet	W-001
13.	Mercapto mix 2% pet	Mx-05A
14.	Epoxy resin, bisphenol A 1% pet	E-002
15.	Paraben mix 16% pet	Mx-03C
16.	4-tert-Butylphenolformaldehyde resin (PTBP) 1% pet	B-024
17.	Fragrance mix I 8% pet	Mx-07
18.	Sesquiterpene Lactone mix 0,1% pet	Mx-18
19.	**2-Hydroxyethyl methacrylate 2% pet	H-010
20.	Nickel(II)sulphate hexahydrate 5% pet	N-002A
21.	*Methylisothiazolinone+Methylchloroisothiazolinone 0,02% aqua	C-009B
22.	Mercaptobenzothiazole (MBT) 2% pet	M-003A
23.	Tixocortol-21-pivalate 0.1% pet	T-031B



24.	Budesonide 0,01% pet	B-033B
25.	Methyldibromo Glutaronitrile 0,5% pet	D-049E
26.	Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyrall) 5% pet	L-003
27.	Fragrance Mix II 14,0% pet	Mx-25
28.	*Methylisothiazolinone 0.2% aqua	M-035B
29.	Textile Dye Mix 6.6% pet	Mx-30
30.	Evernia Furfuracea 1% pet	E-026
31.	Sodium Metabisulfiet 1% pet	S-011
32.	Benzisothiazolinone 0.1% pet	B-003B
33.	Decyl glucoside 5% pet	D-065

1.1.2 BELGIAN EXTENDED BASELINE SERIE

1.	2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL 0,5% pet	B-015B
2.	Diazolidinyl Urea (Germall II) 2% pet	D-044A
3.	Compositae mix II 5 % pet	Mx-29A
4.	P- phenylenediamine (PPD) 1% pet	P-006
5.	Hydroperoxides of Limonene 0.3% pet	H-032A
6.	Hydroperoxides of Limonene 0.2% pet	H-032B
7.	Hydroperoxides of Linalool 1% pet	H-031A
8.	Hydroperoxides of Linalool 0.5% pet	H-031B
9.	2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one 0.1% pet	O-004
10.	Sorbitan sesquioleate 20% pet	S-005
11.	Sorbitan oleate 5% pet	S-004



1.1.3 BELGIAN SUPPLEMENTS (BCEDG)

1.	Carvone 5% pet	C-035
2.	Propylene glycol 30% aqua	P-019B
3.	Diphenylguanidine 1% pet	D-022
4.	Black Rubber Mix 0.6% pet	Mx-04
5.	Methyldibromo glutaronitrile 0,3% pet	D-049A
6.	Amerchol L - 101 50% pet	A-004
7.	Aluminium (III)chloride hexahydrate 2% pet	A-022

ATTENTION

** Parfois de légères réactions d'irritations érythémateuses :

Une deuxième lecture après 7 jours est recommandée.

* Utiliser une micro-pipette ! 15 µl pour les chambres Finn,

20 µl pour les chambres IQ Ultra ; sinon, utiliser des concentrations plus faibles pour éviter une hypersensibilité.

Toutefois des réactions fausses/ négatives peuvent apparaître.

! I-001A / C-007 / L-004 / L-002A ne sont plus testés dans la série standard belge



1.2 BELGIAN COSMETIC AND PHARMACEUTICAL SERIES

1.2.1 BELGIAN COSMETIC SERIE

1.	Cetrimide 0.05% aqua	AP996
2.	Benzoic Acid 5% pet	B-005
3.	Sorbic Acid 2% pet	S-003
4.	Dexpanthenol 5% pet	P-042
5.	Cetearyl Alcohol 20% pet	C-033
6.	Phenoxyethanol 1% pet	P-025
7.	Cocamidopropylbetaine 1% aqua	C-018
8.	Dimethylaminopropylamine 1% aqua	D-053
9.	Iodopropynyl butylcarbamate 0.2% pet	I-008C
10.	Propyl gallate 1% pet	P-021
11.	Ethylhexylglycerin 5% pet	E-027
12.	Chlorhexidine digluconate 0.5% aqua	C-005

1.2.2 BELGIAN PHARMACEUTICAL SERIE

1.	Chloramphenicol 5% pet	C-032
2.	Nitrofurazone 1% pet	N-005
3.	Fusidic Acid (Sodium Salt) 2% pet	F-003
4.	P-Chloro-m-Cresol (PCMC) 1% pet	C-008
5.	Benzoyl peroxide 1% pet	B-007
6.	Isobetadine (pure)	



1.3 INTERNATIONAL SCREENING SERIES

1.	Bakery	B-1000
2.	Corticosteroid	CS-1000
3.	Cosmetic	C-1000
4.	Cutaneous Adverse Drug Reaction	CAD-1000
5.	Dental Screening	DS-1000
6.	Dental Materials - Patients	DMP-1000
7.	Dental Materials - Staff	DMS-1000
8.	Epoxy	E-1000
9.	Fragrance	F-1000
10.	Hairdressing	H-1000
11.	Implant	IMP-1000
12.	Isocyanate	I-1000
13.	Leg Ulcer	LU-1000
14.	Medicament	ME-1000
15.	Metal	MET-1000
16.	Metal Extended	METE-1000
17.	(Meth) Acrylate - Adhesives, Dental, Printing & Other	MA-1000
18.	(Meth) Acrylate - Artificial Nails	MN-1000
19.	Oil & Cooling Fluid	O-1000
20.	Photopatch	PP-1000
21.	Plant	PL-1000
22.	Plastic & Glue	PG-1000
23.	Rubber Additives	R-1000
24.	Shoe	SH-1000
25.	Sunscreen	SU - 1000
26.	Textile Colors & Finish	TF-1000



Skincare is healthcare.



2

PATCH & SKINMARQUERS



2.1 PATCH TEST CHAMBERS

2.1.1 PANSEMENT

BasiQ ULTRA - Patch test unit
Confortable
(hypoallergénique - sans latex)

REF: BIQ-U
1 boîte
50 x 10 pièces



I.Q. ULTRA
Confortable
(hypoallergénique - sans latex)

REF: IQ-U
1 boîte
100 x 10 pièces



ALLERGEAZE
Confortable
(hypoallergénique - sans latex - non tissé)

REF: 4300
1 boîte
100 x 10 pièces



VAN DER BEND
Confortable
(hypoallergénique - sans latex - non tissé)

REF: 4600
1 boîte
50 x 10 pièces



FINN CHAMBERS
Chambres rondes en aluminium
(hypoallergénique - sans latex)

REF: 1000010
1 boîte
100 x 10 pièces



CURATEST (L&R)
Pansement non-tissé pour test epicutané
(hypoallergénique - sans latex)

REF: 30054
1 boîte
50 x 10 pièces



2.1.2 FILM TRANSPARENT

I.Q. ULTIMATE
Elastique, transparent, résistant à l'eau
(hypoallergénique - sans latex)

REF: IQ-UL
1 boîte
100 x 10 pièces



ALLERGEAZE CLEAR
(anciennes chambres de Haye, nouveau design)
Elastique, transparent, résistant à l'eau
(hypoallergénique - sans latex)

REF:
ALLERGEAZECLEAR
1 boîte
100 x 10 pièces




2.1.3 ACCESSOIRES TESTS EPICUTANES

APPLICATION DEVICE (43 x 27cm)

Outil pour la préparation des chambres de test IQ ULTRA & IQ ULTIMATE.

REF: AP-P



IQ READING PLATE (IQ ULTRA & IQ ULTIMATE)

Facilite la lecture des résultats des tests epicutanés.

REF: RP-P



COUVERCLE - PLATEAU POUR CHAMBERS - ALLERGEAZE

REF: 23SPC-1003



PLATEAU POUR CHAMBERS - ALLERGEAZE

REF: 23SPC-1004



2.2 SKINMARQUERS

2.2.1 CHEMO SKINMARQUER MEDIUM

Ingrédients:

Encre Violette Gentiane

Pointe ronde

Emballé par 4 dans une boîte

REF: SMM-4



2.2.2 SKINMARQUER STERILE

Ingrédients :

Encre Violette Gentiane

Pointe fine

REF: 31145785



3

UTILISATION
A DOMICILE

3.1 SPOT TESTS

3.1.1 CHEMO NICKEL TEST

Un test simple pour détecter le nickel dans les objets métalliques.

REF: NT



3.1.2 CHEMO COBALT TEST

Un test simple pour détecter le cobalt dans les objets métalliques jusqu'à 8,3ppm (parties/million).

REF: CT CHEMO





FINN



EMAIL

info@dermat.be

TELEPHONE

0032 (016) 40 05 45

ADRESSE

Ambachtenlaan 38
3001 Heverlee

www.dermat.be