


Happiness is a habit,
so is your skincare.



1

HAPTEN SERIES



Geleverd in 5ml spuitjes of in 8ml flesjes voor vloeibare testen.

Elke test kan gebruikt worden voor ongeveer 150 patiënten.

Alle testen kunnen individueel of per reeks besteld worden.

Verschillende reeksen beschikbaar.

Wens je meer info over de reeksen en de testen?
Vraag naar de interactieve pdf via info@dermat.be



WIJZIGINGEN

1.1 BELGIAN STANDARD SERIE

1.1.1 BELGIAN CORE BASELINE SERIE

1.	Potassium dichromate 0.5% pet	P-014A
2.	Neomycin sulfate 20% pet	N-001
3.	Thiuram mix 1% pet	Mx-01
4.	P-phenylenediamine (PPD) 1% pet	P-006
5.	Cobalt chloride hexahydrate 1% pet	C-017A
6.	** Caine III Mix 10% pet	Mx-19
7.	Formaldehyde 2% aqua	F-002B
8.	Colophonium 20% pet	C-020
9.	Propolis 10% pet	P-022
10.	Balsam of Peru 25% pet	B-001
11.	N-Isopropyl-N-phenyl-paraphenylenediamine (IPPD) 0,1% pet	I-004
12.	Wool alcohols = Lanolin alcohol 30% pet	W-001
13.	Mercapto mix 2% pet	Mx-05A
14.	Epoxy resin, bisphenol A 1% pet	E-002
15.	Paraben mix 16% pet	Mx-03C
16.	4-tert-Butylphenolformaldehyde resin (PTBP) 1% pet	B-024
17.	Fragrance mix I 8% pet	Mx-07
18.	Sesquiterpene Lactone mix 0,1% pet	Mx-18
19.	**2-Hydroxyethyl methacrylate 2% pet	H-010
20.	Nickel(II)sulphate hexahydrate 5% pet	N-002A
21.	*Methylisothiazolinone+Methylchloroisothiazolinone 0,02% aqua	C-009B
22.	Mercaptobenzothiazole (MBT) 2% pet	M-003A
23.	Tixocortol-21-pivalate 0.1% pet	T-031B



24.	Budesonide 0,01% pet	B-033B
25.	Methyldibromo Glutaronitrile 0,5% pet	D-049E
26.	Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyrall) 5% pet	L-003
27.	Fragrance Mix II 14,0% pet	Mx-25
28.	*Methylisothiazolinone 0.2% aqua	M-035B
29.	Textile Dye Mix 6.6% pet	Mx-30
30.	Evernia Furfuracea 1% pet	E-026
31.	Sodium Metabisulfiet 1% pet	S-011
32.	Benzisothiazolinone 0.1% pet	B-003B
33.	Decyl glucoside 5% pet	D-065

1.1.2 BELGIAN EXTENDED BASELINE SERIE

1.	2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL 0,5% pet	B-015B
2.	Diazolidinyl Urea (Germall II) 2% pet	D-044A
3.	Compositae mix II 5 % pet	Mx-29A
4.	Parthenolide 0.1% pet	P-029
5.	Hydroperoxides of Limonene 0.3% pet	H-032A
6.	Hydroperoxides of Limonene 0.2% pet	H-032B
7.	Hydroperoxides of Linalool 1% pet	H-031A
8.	Hydroperoxides of Linalool 0.5% pet	H-031B
9.	2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one 0.1% pet	O-004
10.	Sorbitan sesquioleate 20% pet	S-005
11.	Sorbitan oleate 5% pet	S-004



1.1.3 BELGIAN SUPPLEMENTS (BCEDG)

1.	Carvone 5% pet	C-035
2.	Propylene glycol 30% aqua	P-019B
3.	Diphenylguanidine 1% pet	D-022
4.	Black Rubber Mix 0.6% pet	Mx-04
5.	Methyldibromo glutaronitrile 0,3% pet	D-049A
6.	Amerchol L - 101 50% pet	A-004
7.	Aluminium (III)chloride hexahydrate 2% pet	A-022

OPGELET

** Soms zwakke erythemateuze irriterende reacties:

Een tweede lezing na 7 dagen is aangewezen.

* Gebruik een micro-pipet! 15 µl voor Finn-kamers, 20 µl voor

IQ Ultra-kamers; gebruik anders lagere concentraties om

mogelijke overgevoeligheid te voorkomen. Vals-negatieve reacties

zijn niet uit te sluiten.

! I-001A / C-007 / L-004 / L-002A worden niet langer getest in de Belgische Standaard serie



1.2 BELGIAN COSMETIC AND PHARMACEUTICAL SERIES

1.2.1 BELGIAN COSMETIC SERIE

1.	Cetrimide 0.05% aqua	AP996
2.	Benzoic Acid 5% pet	B-005
3.	Sorbic Acid 2% pet	S-003
4.	Dexpanthenol 5% pet	P-042
5.	Cetearyl Alcohol 20% pet	C-033
6.	Phenoxyethanol 1% pet	P-025
7.	Cocamidopropylbetaine 1% aqua	C-018
8.	Dimethylaminopropylamine 1% aqua	D-053
9.	Iodopropynyl butylcarbamate 0.2% pet	I-008C
10.	Propyl gallate 1% pet	P-021
11.	Ethylhexylglycerin 5% pet	E-027
12.	Chlorhexidine digluconate 0.5% aqua	C-005

1.2.2 BELGIAN PHARMACEUTICAL SERIE

1.	Chloramphenicol 5% pet	C-032
2.	Nitrofurazone 1% pet	N-005
3.	Fusidic Acid (Sodium Salt) 2% pet	F-003
4.	P-Chloro-m-Cresol (PCMC) 1% pet	C-008
5.	Benzoyl peroxide 1% pet	B-007
6.	Isobetadine (pure)	



1.3 INTERNATIONAL SCREENING SERIES

1.	Bakery	B-1000
2.	Corticosteroid	CS-1000
3.	Cosmetic	C-1000
4.	Cutaneous Adverse Drug Reaction	CAD-1000
5.	Dental Screening	DS-1000
6.	Dental Materials - Patients	DMP-1000
7.	Dental Materials - Staff	DMS-1000
8.	Epoxy	E-1000
9.	Fragrance	F-1000
10.	Hairdressing	H-1000
11.	Implant	IMP-1000
12.	Isocyanate	I-1000
13.	Leg Ulcer	LU-1000
14.	Medicament	ME-1000
15.	Metal	MET-1000
16.	Metal Extended	METE-1000
17.	(Meth) Acrylate - Adhesives, Dental, Printing & Other	MA-1000
18.	(Meth) Acrylate - Artificial Nails	MN-1000
19.	Oil & Cooling Fluid	O-1000
20.	Photopatch	PP-1000
21.	Plant	PL-1000
22.	Plastic & Glue	PG-1000
23.	Rubber Additives	R-1000
24.	Shoe	SH-1000
25.	Sunscreen	SU - 1000
26.	Textile Colors & Finish	TF-1000

2

PATCH & SKINMARKERS



2.1 PATCH TEST CHAMBERS

2.1.1 OP PLEISTER

BasiQ ULTRA - Patch test unit
Comfortabel
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: BIQ-U
1 doos
50 x 10 stuks



I.Q. ULTRA
Comfortabel
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: IQ-U
1 doos
100 x 10 stuks



ALLERGEAZE
Comfortabel
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: 4300
1 doos
100 x 10 stuks



VAN DER BEND
Comfortabel
(hypoallergisch - latex vrij - non woven)

REF: 4600
1 doos
50 x 10 stuks



FINN CHAMBERS
Ronde aluminium chambers
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: 1000010
1 doos
100 x 10 stuks



CURATEST (L&R)
Epicutaantestpleister van vliesstof
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: 30054
1 doos
50 x 10 stuks



2.1.2 OP TRANSPARANTE FILM

I.Q. ULTIMATE
Elastisch, transparant, waterbestendig
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: IQ-UL
1 doos
100 x 10 stuks



ALLERGEAZE CLEAR
(vroeger Haye's chambers, new design)
Elastisch, transparant, waterbestendig
hypoallergisch - latex vrij)

REF:
ALLERGEAZECLEAR
1 doos
100 x 10 stuks




2.1.3 HULPACCESSOIRES

APPLICATION DEVICE (43 x 27cm)

Hulpmiddel bij het voorbereiden van de IQ ULTIMATE en IQ ULTRA patch chambers.


REF: AP-P



READING PLATE (IQ ULTRA & IQ ULTIMATE)

Vergemakkelijkt het aflezen van de patch test resultaten.

REF: RP-P



DEKSEL - PLATEAU VOOR CHAMBERS - ALLERGEAZE

REF: 23SPC-1003



PLATEAU VOOR CHAMBERS - ALLERGEAZE

REF: 23SPC-1004



2.2 SKINMARKERS

2.2.1 CHEMO SKINMARKER MEDIUM NIET-STERIEL

Ingrediënten:

Gentian violet ink

Ronde punt

Per 4 verpakt in een doosje

REF: SMM-4



2.2.2 SKINMARKER STERIEL

Ingrediënten:

Gentian violet ink

Fijne punt

Verkrijgbaar met flexibele liniaal
en/of labels

REF: 19005-02CE



3

THUIS -
GEBRUIK

3.1 SPOT TESTEN

3.1.1 CHEMO NICKEL TEST

Een eenvoudige test om nickel te detecteren in metalen voorwerpen.

REF: NT



3.1.2 CHEMO COBALT TEST

Een eenvoudige test om cobalt te detecteren in metalen voorwerpen tot 8.3ppm (parts/million).

REF: CT CHEMO





FINN



EMAIL

info@dermat.be

TELEFOON

0032 (016) 40 05 45

ADRES

Ambachtenlaan 38
3001 Heverlee

www.dermat.be